






ENLITE™

RELEASED

Serter
User Guide

Guía del usuario
del dispositivo de inserción

RELEASED



Enlite sensor system

Serter

- A. Pedestal
- B. Needle housing
- C. Sensor
- D. Clear liner


E. MiniLink® transmitter

- F. Adhesive tab
- G. Sensor connectors
- H. Enlite overtape




1. Wash your hands.

WARNING: Wear gloves when inserting the sensor into someone other than yourself to avoid contact with patient blood. Minimal bleeding may occur.




2. Select an insertion site.




3. Clean the insertion site with alcohol. Let the area air dry.




4. Open the sensor package.




5. Remove the pedestal from the package. Place the pedestal on a flat surface.




6-7. Push the Serter down onto the pedestal until the base of the Serter sits flat on the table.





8. To detach the sensor from the pedestal, place two fingers on the pedestal arms and slowly pull the Serter straight up. Do not detach the pedestal from the Serter in mid-air, as this might damage the sensor.



WARNING: Never point a loaded Serter toward any body part where insertion is not desired. An accidental button-push may cause the needle to inject the sensor in an undesired location causing minor injury.


9. Place the base of the Serter flat against your insertion site.



WARNING: The sensor insertion process is a multi-step process (as shown below). Not following directions may result in an accidental needle stick, incorrect sensor insertion, or the sensor being pulled out of the body. When following the steps below, do not remove the Serter until you have pressed (10a), released (10b), and then pressed the button again (10c) to ensure correct sensor insertion. The Serter injects the sensor upon the first button press and release. The second button press is required to detach the Serter from the sensor.


Note: After you insert the sensor (10a-10c), hold the button in while lifting the Serter off the sensor insertion site (10d).

To insert the sensor, complete the following four steps:




10a

10a. Press the button in and then release.



10b

10b. Wait 5 seconds to allow the adhesive time to stick to skin.





10c

10c. Press and hold in the button again. Do not release it.



10d

10d. While holding the button in, slowly lift the Serter away from the skin.



If you inserted the sensor into yourself, complete step 11a. If you are a healthcare professional or caregiver who inserted the sensor into a patient, complete step 11b.

Patient:


11a. Gently hold the base of the sensor against the skin. Hold the needle housing at the top and slowly pull straight up, away from the sensor.

OR

Healthcare professional or caregiver:


11b. Wrap sterile gauze around the sensor (as shown in image 11b). Gently hold the base of the sensor against the skin. Hold the needle housing at the top and slowly pull straight up, away from the sensor.

WARNING: Watch for bleeding at the insertion site. If bleeding occurs at your sensor site (under, around, or on top of the sensor), apply steady pressure using sterile gauze or a clean cloth placed on top of the sensor for up to three minutes. The use of unsterile gauze can cause an infection. If bleeding does not stop, then remove the sensor and apply steady pressure until the bleeding stops.





12. Hold the sensor in place and gently remove the white paper from under the adhesive pad. Firmly press the adhesive against the skin for a minimum of five seconds.

NOTE: Medtronic adhesives are pressure sensitive. Apply pressure for a minimum of five seconds to ensure that the sensor remains adhered to the skin throughout the wear period.




13. Straighten the sensor adhesive tab so that it lays flat against the skin.







14. Remove the protective white paper from the overtape backing. Do not remove the white paper from the sides of the overtape.



15. Apply the adhesive to the rounded part of the sensor and the skin.





16. Stretch the overtape around the connectors so that it lays flat against the sensor adhesive pad.



17. Remove the protective white paper from the sides of the overtape and smooth the adhesive to the skin.

Example




These images show examples of the Enlite overtape applied correctly.

18

MiniMed® 530G System
User Guide


18. Refer to the *Sensor features* chapter, found in your insulin pump user guide, for details on how to enter your sensor settings into your pump.

19




19. Connect the transmitter to the sensor.

20





20. Wait for the transmitter to flash.



21-23. Cover the transmitter with the sensor adhesive tab.

CAUTION: Do not pull the adhesive tab on the sensor too tight across the transmitter. Doing so may prevent a proper connection between the transmitter and sensor, or may cause the sensor to pull out of your body.



RELEASED

RELEASED

Introduction

The Enlite™ insertion device (Serter) is used as an aid for the insertion of a Medtronic Diabetes glucose sensor.

Potential risks related to Serter use

General risks with Serter use may include skin infection around the area where the Serter is used.

Indications for use

The Enlite Serter is indicated for use for a single patient as an aid to insert the Enlite glucose sensor (sensor).

Contraindications

Do not use the Enlite Serter on products other than the Enlite sensor. Medtronic cannot guarantee this product's safety or efficacy if used on other products.

General warnings

Read this entire user guide before attempting to insert the sensor. The Enlite Serter does not work the same as other Medtronic insertion devices. **The Serter injects the sensor into the insertion site when the button is released, not when the button is pressed.** Failure to follow directions may result in pain or injury.

Do not make therapy treatment decisions based on sensor glucose values because sensor glucose and blood glucose values may differ. If your sensor glucose reading is low or high, or if you feel symptoms of low or high glucose, confirm your blood glucose with your BG meter prior to making therapy decisions to avoid severe low or high glucose conditions.

Keep an arm's length between you and the patient when removing the needle. A retractable needle is attached to the sensor and minimal blood splatter may occur.

Keep the needle housing within sight at all times to avoid accidental needle stick injury.

Always inspect the sensor packaging for damage prior to use. Sensors are sterile and nonpyrogenic, unless the package has been opened or damaged. Do not use any of the sensors if the sterile package has been opened or damaged. Use of an unsterile sensor can cause site infection.

Watch for bleeding at the insertion site (under, around, or on top of the sensor). Apply steady pressure using sterile gauze or a clean cloth placed on top of the sensor for up to three minutes, if bleeding occurs. The use of unsterile gauze can cause an infection.

Do not attach the transmitter to the sensor, if bleeding does not stop. Blood can get into the transmitter connector, which may damage the device. Remove the sensor and continue to apply steady pressure until the bleeding stops.

1. Remove the sensor and discard in a sharps container.
2. Check the site for redness, bleeding, irritation, pain, tenderness, or inflammation and treat accordingly.
3. Insert a new sensor in a different location.

Make sure the sensor is securely placed in the Serter to avoid pain or minor injury.

Keep the Serter away from children. This product contains small parts and may pose a choking hazard.

Refer to the Enlite Glucose Sensor User Guide for additional sensor related warnings.

General precautions

Wash your hands with soap and water before inserting the sensor to help prevent site infection.

Wear gloves when inserting the sensor into someone other than yourself to avoid contact with patient blood.

Do not insert the sensor through tape to ensure proper sensor function and insertion.

Only use alcohol to prepare the insertion site to ensure that residue is not left on the skin.

Rotate the sensor insertion site so that sites do not become overused.

Discard used sensors and needle housings in a sharps container after each use to avoid accidental needle stick injury.

Do not clean, resterilize, or try to extract the needle from the needle housing. An accidental needle stick may occur.

Do not reuse sensors. Reuse of the sensor may cause damage to the sensor surface and lead to inaccurate glucose values, site irritation, or infection.

Where to insert the sensor

CAUTION: Avoid the 2 inch (5.0 cm) around the navel to help ensure a comfortable insertion site, and to help with adhesion.

Choose an insertion site that has an adequate amount of subcutaneous fat. The Enlite sensor has been approved for use on the abdomen. See step 2 for a diagram of these areas.

Do not insert the sensor in muscle or areas constrained by clothing or accessories; areas with tough skin or scar tissue; sites subjected to rigorous movement during exercise; or in sites on the belt or waistline to avoid chafing or site irritation.

Storage and handling

Store the Serter in the released position, at room temperature, to maintain optimum product performance and life.

Specifications

Dimensions	2.93 x 1.95 x 2.45 inches	Weight	71.2 grams
------------	---------------------------	--------	------------

Serter life of use

The Serter can be used for up to 600 sensor insertion uses. And, it has been tested through 92 disinfection cycles for functionality.

WARNING: The disinfection process may damage the Serter prior to 600 uses. Always inspect the Serter for any signs of cracking, flaking, or damage prior to use. Discard the Serter if you see any of these signs to avoid incorrect sensor insertion, pain or injury.

Serter maintenance

The Serter is intended for single-patient use. Always clean and disinfect the Serter after each use.

To clean and disinfect the Serter, you will need to following materials: gloves, mild liquid soap (for example Ivory® liquid soap), household bleach (for example Clorox® Regular-Bleach), soft-bristled toddler toothbrush, and a container.

To clean the Serter:

1. Prepare a mild liquid soap solution using one (1) teaspoon of mild liquid soap per one (1) gallon of tap water.
2. Rinse the Serter under room temperature tap water for at least one minute. Continue rinsing until the Serter is visibly clean. Make sure all hard-to-reach areas are rinsed completely.
3. While rinsing the underside of the Serter, press and release the mechanism on the underside of the Serter to ensure that the underside of the Serter is completely rinsed with water.
4. Submerge the Serter in the mild liquid soap solution and soak for at least 10 minutes.
5. Brush the entire surface of the Serter using a soft-bristled toddler toothbrush until visibly clean. Pay close attention to brushing the hard-to-reach areas.
6. Rinse the Serter under running room temperature tap water for at least one minute, and until all visible liquid soap is gone.
7. Shake off any excess water or moisture, and place the Serter upright on a clean, dry, cloth to air-dry.

To disinfect the Serter, continue with steps 8 through 11:

8. While wearing gloves, prepare a 1:10 bleach solution by using one (1) cup of household bleach to nine (9) cups of room temperature tap water.
9. Submerge the Serter in the bleach solution and soak for 30 minutes.
10. Rinse the Serter under room temperature tap water for three minutes, ensuring all hard-to-reach areas are rinsed completely.
11. Shake off any excess water or moisture, and place the Serter upright on a clean, dry, cloth to air-dry.




Icon table

	Follow instructions for use.	REF	Catalogue number
	Batch code		Manufacturer

©2012, Medtronic MiniMed, Inc. All rights reserved. Enlite™ is a trademark of Medtronic MiniMed, Inc. MiniLink® is a registered trademark of Medtronic MiniMed, Inc. Clorox® is a registered trademark of The Clorox Company. Ivory® is a registered trademark of The Procter & Gamble Company.

RELEASED

RELEASED



Sistema sensor Enlite

Dispositivo de inserción

A. Peana
B. Funda de la aguja
C. Sensor
D. Plástico transparente

E. Transmisor
MiniLink®


F. Tira adhesiva
G. Conectores del sensor
H. Cinta adhesiva Enlite



1


1. Lávese las manos.

ADVERTENCIA: póngase guantes para insertar el sensor en una persona que no sea usted mismo para evitar el contacto con la sangre del paciente. Puede producirse un sangrado mínimo.



2

2. Seleccione una zona de inserción.




3


3. Limpie la zona de inserción con alcohol. Deje que la zona se seque al aire.




4. Abra el envase del sensor.




5. Extraiga la peana del envase. Coloque la peana en una superficie lisa.




6-7. Presione el dispositivo de inserción sobre la peana hasta que la base del dispositivo de inserción quede plana sobre la mesa.





8. Para separar el sensor de la peana, coloque dos dedos sobre las patas de la peana y tire lentamente del dispositivo de inserción recto hacia arriba. No desacople la peana del dispositivo de inserción en el aire, ya que esto podría dañar el sensor.






ADVERTENCIA: nunca dirija el dispositivo de inserción cargado hacia ninguna parte del cuerpo en la que no se desee realizar la inserción. Una presión accidental del botón puede hacer que la aguja inyecte el sensor en una zona no deseada, causando daños menores.

9. Coloque la base del dispositivo de inserción apoyada sobre la zona de inserción.

ADVERTENCIA: el proceso de inserción del sensor consta de varios pasos (que se indican a continuación). El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar una punción accidental con la aguja, la inserción incorrecta del sensor o la extracción del sensor del cuerpo. Cuando realice los pasos siguientes, no retire el dispositivo de inserción hasta que haya presionado (10a), soltado (10b) y presionado de nuevo el botón (10c) para asegurar la inserción correcta del sensor. El dispositivo de inserción inyecta el sensor cuando se presiona el botón por primera vez y luego se suelta. Para separar el dispositivo de inserción del sensor es necesario volver a presionar el botón.

Nota: después de insertar el sensor (10a-10c), mantenga presionado el botón mientras levanta el dispositivo de inserción para extraerlo de la zona de inserción del sensor (10d).

Para insertar el sensor, realice los cuatro pasos siguientes:





10a. Pulse el botón y, a continuación, suéltelo.

10b. Espere 5 segundos para permitir que el adhesivo se adhiera a la piel.

10c. Presione el botón de nuevo y manténgalo presionado. No lo suelte.

10d. Mientras mantiene presionado el botón, levante lentamente el dispositivo de inserción de la piel.



Si ha insertado el sensor en usted mismo, complete el paso 11a. Si es usted un profesional de la salud o un cuidador que ha insertado el sensor en un paciente, complete el paso 11b.

Paciente:

11a. Sujete con suavidad la base del sensor contra la piel. Sujete la funda de la aguja por la parte superior y tire de ella lentamente recta y hacia arriba para retirarla del sensor.

o bien

Profesional de la salud o cuidador:

11b. Envuelva una gasa estéril alrededor del sensor (tal como se muestra en la imagen 11b). Sujete con suavidad la base del sensor contra la piel. Sujete la funda de la aguja por la parte superior y tire de ella lentamente recta y hacia arriba para retirarla del sensor.

ADVERTENCIA: asegúrese de que no se produzca ningún tipo de sangrado en el lugar de inserción. Si se produce sangrado en la zona del sensor (bajo, alrededor o sobre el sensor), presione firmemente utilizando una gasa estéril o un paño limpio colocado sobre el sensor durante un máximo de tres minutos. El uso de una gasa no estéril puede causar una infección. Si el sangrado continúa, extraiga el sensor y presione firmemente hasta que se detenga.





12. Mantenga el sensor en su posición y retire con cuidado el papel blanco de la parte inferior de la almohadilla adhesiva. Presione con fuerza el adhesivo contra la piel durante un mínimo de cinco segundos.

NOTA: los adhesivos de Medtronic son sensibles a la presión. Presione durante un mínimo de cinco segundos para asegurar que el sensor permanezca adherido a la piel durante todo el período de uso.




13. Estire la tira adhesiva del sensor de forma que quede plana sobre la piel.







14. Retire el papel blanco de protección de la cinta adhesiva de refuerzo. No retire el papel blanco de los lados de la cinta adhesiva.



15. Aplique el adhesivo sobre la parte redondeada del sensor y la piel.





16. Estire la cinta adhesiva alrededor de los conectores de forma que quede plana sobre la almohadilla adhesiva del sensor.



17. Retire el papel blanco de protección de los lados de la cinta adhesiva y alise el adhesivo sobre la piel.

Ejemplo




Estas imágenes muestran ejemplos de la cinta adhesiva Enlite colocada correctamente.

18

MiniMed® 530G System
User Guide


18. Consulte el capítulo *Funciones del sensor*, de la guía del usuario de la bomba de insulina, para conocer los detalles sobre cómo introducir los ajustes del sensor en la bomba.

19






19. Conecte el transmisor al sensor.

20



20. Espere hasta que el transmisor parpadee.



21-23. Cubra el transmisor con la tira adhesiva del sensor.

PRECAUCIÓN: no estire en exceso la tira adhesiva del sensor sobre el transmisor. Si lo hace, podría impedirse la conexión correcta entre el transmisor y el sensor o el sensor podría salirse del cuerpo.

RELEASED

RELEASED

Introducción

El dispositivo de inserción Enlite™ está indicado como ayuda para insertar un sensor de glucosa de Medtronic Diabetes.

Posibles riesgos relacionados con el uso del dispositivo de inserción

Entre los riesgos generales relacionados con el uso del dispositivo de inserción se incluyen infecciones cutáneas alrededor de la zona donde se utiliza.

Indicaciones de uso

El dispositivo de inserción Enlite está indicado para utilizarse en un solo paciente como ayuda para insertar el sensor de glucosa Enlite (sensor).

Contraindicaciones

No utilice el dispositivo de inserción Enlite en productos que no sean el sensor Enlite. Medtronic no puede garantizar la seguridad o eficacia de este producto si se utiliza con otros productos.

Advertencias generales

Lea esta guía de usuario en su totalidad antes de intentar insertar el sensor. El dispositivo de inserción Enlite no funciona de la misma manera que otros dispositivos de inserción de Medtronic. **El dispositivo de inserción inyecta el sensor en la zona de inserción cuando se suelta el botón, no cuando se presiona.** Si no se siguen las instrucciones, puede producirse dolor o lesiones.

No tome decisiones sobre el tratamiento terapéutico basadas en los valores de glucosa del sensor porque los valores de glucosa del sensor y los valores de glucosa en sangre pueden diferir. Si la lectura de glucosa del sensor es baja o alta, o si presenta síntomas de hipoglucemia o hiperglucemia, confirme su valor de glucosa en sangre con el medidor de GS antes de tomar decisiones sobre la terapia para evitar problemas graves de hipoglucemia o hiperglucemia.

Mantenga la distancia de un brazo entre usted y el paciente cuando retire la aguja. El sensor tiene una aguja retráctil conectada y puede producirse una salpicadura de sangre mínima.

Mantenga la funda de la aguja a la vista en todo momento para evitar daños por punción accidental con la aguja.

Inspeccione siempre si el embalaje del sensor presenta daños antes del uso. Los sensores son estériles y apirógenos, a menos que el embalaje esté abierto o dañado. No utilice ninguno de los sensores si el envase estéril está abierto o dañado. El uso de un sensor no estéril puede causar una infección en la zona de inserción.

Observe si se produce sangrado en la zona de inserción (bajo, alrededor o sobre el sensor). Si hay sangrado, presione firmemente utilizando una gasa estéril o un paño limpio colocado sobre el sensor durante un máximo de tres minutos. El uso de una gasa no estéril puede causar una infección.

No conecte el transmisor al sensor si el sangrado persiste. Puede entrar sangre en el conector del transmisor, causando daños en el dispositivo. Extraiga el sensor y continúe presionando con fuerza hasta que se detenga el sangrado.

1. Extraiga el sensor y elimínelo en un contenedor para objetos cortantes.
2. Compruebe la zona en busca de enrojecimiento, sangrado, irritación, dolor, hipersensibilidad o inflamación y trátela adecuadamente.
3. Inserte un nuevo sensor en otra zona.

Asegúrese de que el sensor se coloque correctamente en el dispositivo de inserción para evitar dolor o lesiones leves.

Mantenga el dispositivo de inserción lejos del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.

Consulte la guía del usuario del sensor de glucosa Enlite para conocer advertencias adicionales relativas al sensor.

Medidas preventivas generales

Antes de insertar el sensor, lávese las manos con agua y jabón para evitar infecciones en la zona.

Póngase guantes para insertar el sensor en una persona que no sea usted mismo para evitar el contacto con la sangre del paciente.

No inserte el sensor a través de la cinta adhesiva para asegurar la inserción y el funcionamiento correctos del sensor.

Utilice únicamente alcohol para preparar la zona de inserción para asegurar que no queden residuos en la piel.

Rote las zonas de inserción del sensor para que no se utilicen en exceso.

Deseche los sensores utilizados y las fundas de las agujas en un recipiente para objetos cortantes después de cada uso para evitar daños por punción accidental con la aguja.

No limpie, ni vuelva a esterilizar la aguja, ni intente extraerla de su funda. Puede pincharse accidentalmente con la aguja.

No reutilice los sensores. La reutilización del sensor podría dañar su superficie y, por consiguiente, causar valores de glucosa incorrectos o una infección o irritación en la zona de inserción.

Dónde insertar el sensor

PRECAUCIÓN: evite la zona de 2 pulgadas (5,0 cm) alrededor del ombligo para asegurar una zona de inserción cómoda y favorecer la adhesión.

Elija una zona de inserción que tenga una cantidad adecuada de grasa subcutánea. Se ha aprobado el uso del sensor Enlite en el abdomen. Consulte el paso 2 para ver un diagrama de estas zonas.

No inserte el sensor en músculos ni zonas constreñidas por ropa o accesorios, zonas con piel dura o tejido cicatrizal, zonas sujetas a movimientos rigurosos durante el ejercicio, o zonas en la línea de la cintura o el cinturón, para evitar rozaduras o irritación de la zona.

Almacenamiento y utilización

Conserve el dispositivo de inserción en la posición liberada, a temperatura ambiente, para mantener un funcionamiento y una vida útil óptimos del producto.

Especificaciones

Dimensiones	2,93 x 1,95 x 2,45 pulgadas	Peso	71,2 gramos
-------------	-----------------------------	------	-------------

Vida útil del dispositivo de inserción

El dispositivo de inserción puede utilizarse para un máximo de 600 inserciones del sensor. Además, se ha comprobado que funciona durante 92 ciclos de desinfección.

ADVERTENCIA: el proceso de desinfección puede dañar el dispositivo de inserción antes de llegar a 600 usos. Inspeccione siempre el dispositivo de inserción en busca de signos de agrietamiento, descamación o daños antes de utilizarlo. Deseche el dispositivo de inserción si observa alguno de estos signos para evitar una inserción incorrecta del sensor, dolor o lesiones.

Mantenimiento del dispositivo de inserción

El dispositivo de inserción está indicado para utilizarse en un solo paciente. Limpie y desinfecte siempre el dispositivo de inserción después de cada uso.

Para limpiar y desinfectar el dispositivo de inserción, necesitará los materiales siguientes: guantes, jabón líquido suave (como el jabón líquido Ivory®), lejía de uso doméstico (como la lejía común Clorox®), un cepillo de dientes para niños de cerdas suaves y un recipiente.

Para limpiar el dispositivo de inserción:

1. Prepare una solución jabonosa líquida suave usando una (1) cucharadita de jabón líquido suave por un (1) galón de agua corriente.
2. Enjuague el dispositivo de inserción con agua corriente a temperatura ambiente durante al menos 1 minuto. Continúe enjuagando hasta que el dispositivo de inserción esté visiblemente limpio. Asegúrese de que las zonas de difícil acceso se enjuaguen por completo.
3. Mientras enjuaga la parte inferior del dispositivo de inserción, presione y suelte el mecanismo situado en dicha parte para asegurar que ésta se enjuague por completo con agua.
4. Sumerja el dispositivo de inserción en la solución jabonosa líquida suave y déjelo en remojo durante al menos 10 minutos.
5. Cepille toda la superficie del dispositivo de inserción con un cepillo de dientes para niños de cerdas suaves hasta que quede visiblemente limpia. Preste mucha atención al cepillado de las zonas de difícil acceso.
6. Enjuague el dispositivo de inserción con agua corriente a temperatura ambiente durante al menos 1 minuto, hasta que se haya eliminado todo el jabón líquido visible.
7. Elimine el exceso de agua o humedad y coloque el dispositivo de inserción vertical sobre un paño limpio y seco para que se seque al aire.

Para desinfectar el dispositivo de inserción, continúe con los pasos del 8 al 11:

8. Con los guantes puestos, prepare una solución de lejía 1:10 mediante el uso de una (1) taza de lejía de uso doméstico por nueve (9) tazas de agua corriente a temperatura ambiente.
9. Sumerja el dispositivo de inserción en la solución de lejía y déjelo en remojo durante 30 minutos.
10. Enjuague el dispositivo de inserción con agua corriente a temperatura ambiente durante 3 minutos, asegurándose de que todas las zonas de difícil acceso se enjuaguen por completo.
11. Elimine el exceso de agua o humedad y coloque el dispositivo de inserción vertical sobre un paño limpio y seco para que se seque al aire.

Tabla de iconos

	Consulte las instrucciones de uso.	REF	Número de catálogo
	Número de lote		Fabricante

© 2012 Medtronic MiniMed, Inc. Todos los derechos reservados. Enlite™ es una marca comercial de Medtronic MiniMed, Inc. MiniLink® es una marca comercial registrada de Medtronic MiniMed, Inc. Clorox® es una marca comercial registrada de The Clorox Company. Ivory® es una marca comercial registrada de The Procter & Gamble Company.

RELEASED



Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
800 646 4633
818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

R_x Only

REF MMT-7008A, MMT-7008B, MMT-7510

6025427-2AF1_a