




MINIMED™ INFUSJONSSETT-PORTEFØLJE

	Lett	Kompakt	30° innføringsvinkel	Komfortabel	Justerbar innføringsvinkel	Sikker
	MiniMed™ Mio™ Advance	MiniMed™ Mio™	MiniMed™ Mio™ 30	MiniMed™ Quick-Set™	MiniMed™ Silhouette™	MiniMed™ Sure-T™
	Komfort med integrert Serter					
Brukerbehov og spesielle omstendigheter ^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> Håndteringsproblemer – nåleangst 	<ul style="list-style-type: none"> Mobil livstil, ønsker fleksibilitet 	<ul style="list-style-type: none"> Avslappet/aktiv Historie med bøyd kanyle 	<ul style="list-style-type: none"> Universell passform 	<ul style="list-style-type: none"> Avslappet/aktiv Historie med bøyd kanyle 	<ul style="list-style-type: none"> Historie med bøyd kanyle, med arrvev – teflonallergi
Kroppstype	<ul style="list-style-type: none"> Middels/høy BMI* 	Middels/høy BMI	Lav BMI	Middels/høy BMI	Lav BMI	Middels/høy BMI
Innføringsenhet	(Integrert) serter	(Integrert) serter	(Integrert) serter	MiniMed™ Quick-serter	MiniMed™ Sil-serter	Manuelt
Kanyle-/nåletype	Myk	Myk	Myk	Myk	Myk	Stål
Innføringsvinkel	90°	90°	30°	90°	20°-45°	90°
Kanylelengde	6 mm	6 mm, 9 mm	13 mm	6 mm, 9 mm	13 mm, 17 mm	6 mm, 8 mm, 10 mm
Slangelengde	60 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm	60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm
Kanyletykkelse (G)	25 G	25 G	25 G	25 G	25 G	29 G
Bytteintervall	2-3 dager	2-3 dager	2-3 dager	2-3 dager	2-3 dager	1-2 dager

