



Inzulinpumpája épp

olyan egyedi
mint Ön!



MiniMed™ tartozékok



Kiadva: 2021 február. Érvényes visszavonásig.

Medtronic

Mindannyian mások vagyunk, nem csoda, hogy mindenki másképp és máshol szeretné viselni inzulinpumpáját. Ezt mi teljes mértékben megértjük és átérezzük. A Medtronic új MiniMed™ tartozék kollekciója ezért is kínálja **az inzulinpumpa viselésének széles választékát,** amelyet bárki könnyedén hozzáigazíthat életmódjához és életritmusához.



Inzulinpompája épp

olyan egyedi

mint Ön!

sport	4	
klasszikus	7	
komfort	9	
gyermekek	12	
stílus	15	
egyéb	18	

Nem kell, hogy a cukorbetegség feltétlenül az aktív sportos életmód és a testmozgás élvezetének akadálya legyen.

A sportolók közt is vannak cukorbeteg, sőt néhányan a dobogó legmagasabb fokára is felállhattak már. A sportos életmód és a testmozgás kulcsfontosságú a diabétesz karbantartásában és az egészség megőrzésében. A Medtronic ezért most olyan kiegészítőket kínál, amelyek segítségével az inzulinpumpa mozgás közben is megővható!

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (AFA-val)
MMT-632	Activity Guard Paradigm® pumpákhoz*	1,8 ml-es inzulinpumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm®	2.540 Ft
MMT-641	Activity Guard Paradigm® pumpákhoz*	3,0 ml-es inzulinpumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm®	2.540 Ft
ACC-300GY	Sport pumpatok	Szürke	Összes	7.620 Ft
ACC-300RD	Sport pumpatok	Piros	Összes	7.620 Ft
ACC-300BL	Sport pumpatok	Kék	Összes	7.620 Ft
ACC-300PINK	Sport pumpatok	Pink	Összes	7.620 Ft
ACC-250	Derékra helyezhető pumpatartó	Fekete	Összes	7.620 Ft
ACC-8542	Sport COOLMAX® férfi póló	M/L méret MELLKAS: 47 cm HOSSZ: 67 cm	Összes	14.859 Ft
ACC-8543	Sport COOLMAX® férfi póló	XL/XXL méret MELLKAS: 51 cm HOSSZ: 71 cm	Összes	14.859 Ft
ACC-8551	Sport COOLMAX® női póló	S/M méret MELLKAS: 41 cm HOSSZ: 63 cm	Összes	14.859 Ft
ACC-8552	Sport COOLMAX® női póló	L/XL méret MELLKAS: 45 cm HOSSZ: 67 cm	Összes	14.859 Ft
ACC-1520	Activity Guard MiniMed pumpákhoz*	Átlátszó	MiniMed 640G, 780G	2.540 Ft



ACTIVITY GUARD MINIMED PUMPÁKHOZ*

ACC-1520

Az Activity Guard lehetetlenné teszi a tartály és az elem kimozdulását.



ACTIVITY GUARD PARADIGM® PUMPÁKHOZ* MMT-632 / 641

Az Activity Guard lehetetlenné teszi a tartály és az elem kimozdulását.

Paradigm® csíptetővel együtt nem használható.



SPORT PUMPATOKOK

A strapabíró tok akkor is megővhatja inzulinpumpáját, amikor a szabadban sportol. Vízszintesen viselhető cipzáras tok, mely övre vagy a ruha derékrészére csíptetve rögzíthető.



SZÜRKE ACC-300GY



KÉK ACC-300BL



PIROS ACC-300RD



PINK ACC-300PINK



DERÉKRA HELYEZHETŐ PUMPATARTÓ ACC-250

A derékra helyezhető csúsztatható tartó hajtóka alatti részén egy kiegészítő cipzár is védi az inzulinpumpát sportolás közben. Az átlátszó ablakrésznek köszönhetően a pumpát ki se kell venni ahhoz, hogy viselője megnézzze, illetve használja azt.



SPORT COOLMAX® FÉRFI PÓLÓ ACC-8542 / 8543



SPORT COOLMAX® NŐI PÓLÓ ACC-8551 / 8552

A COOLMAX® anyagú (95 % poliészter és 5 % elasztán) póló négy zsebe kényelmessé teszi az inzulinpumpa viselését. A négy zseb egy magasságban helyezkedik el a póló bal, illetve jobb oldalán, valamint bal és jobb karján. A zsebek nyílása a póló külsején, míg maga a zsebrész a ruha belső oldalán helyezkedik el. Akár túrázik, kocog, kerékpározik, vagy éppen focizik, Ön is meglepve fogja tapasztalni, hogy a COOLMAX® anyag mennyire jól szellőzik, milyen könnyen tisztán tartható, és milyen kényelmes viselet az év bármely szakában.

Úgy gondolja, hogy a diabétesz és az inzulinpumpa miatt nem tud divatosan öltözködni?

A mi pumpásaink más véleményen vannak! Akár diszkréten elrejtve, akár – épp ellenkezőleg – megjelenésének feltűnő részeként kívánja viselni inzulinpumpáját, a Medtronic tud olyan kiegészítőket kínálni, amelyekkel Ön is divatos lehet, és önmagát adhatja!

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (ÁFA-val)
ACC-260	Farmervászon pumpatok	Farmerszínű	Összes	7.620 Ft
ACC-810BK	Neoprén pumpatok	Fekete	Összes	2.985 Ft
ACC-810PL	Neoprén pumpatok	Lila	Összes	2.985 Ft
ACC-810BL	Neoprén pumpatok	Kék	Összes	2.985 Ft
ACC-810PINK	Neoprén pumpatok	Pink	Összes	2.985 Ft
ACC-803BK	Férfi bőr pumpatok	Fekete	Összes	9.525 Ft
ACC-1601	Csiptető MiniMed pumpákhoz*	Fekete	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft

klasszikus



NEOPRÉN PUMPATOK

A cipzárral ellátott, puha neoprén tok pontosan követi a pumpa vonalait. Az övön rögzítve, illetve a derékpántra csíptetve vízszintesen hordható.



FEKETE ACC-810BK



LILA ACC-810PL



KÉK ACC-810BL



PINK ACC-810PINK



FÉRFI FEKETE BŐRTOK ACC-803BK

Klasszikus vonalvezetésű, diszkrét bőrtok alkalmi és mindennapi használatra. A patenttal záródó tok gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az inzulinpumpához. Beépített övcsipesz és bújítató segítségével hordható.



FARMERVÁSZON PUMPATOK ACC-260

A farmeranyagból készült tok férfiak, nők és gyerekek számára egyaránt divatos viselet. Cipzárral zárható, és az övre helyezve, illetve a derékpántra csíptetve vízszintesen hordható.



CSÍPTETŐ MINIMED PUMPÁKHOZ* ACC-1601

Fekete színű csíptető, aminek segítségével a MiniMed pumpa övre, illetve derékpántra erősíthető. Az alsó részen kialakított perem az elemfedél nyitására és zárására szolgál.

Viselje inzulinpumpáját kényelmesen, diszkréten, ugyanakkor könnyen elérhető módon.

A Medtronic tartozékok a mindennapi viselet részeként biztonságban tartják az inzulinpumpát. Olyan tartót válasszon, amelyik leginkább megfelel igényeinek akár a karján, a derekán, vagy éppen a melltartó pántján akarja biztonságban érezni pumpáját – a lényeg, hogy minden körülmények között kényelmesen érezze magát.

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (ÁFA-val)
ACC-501XSBL	Kényelmes pumpatartó deréköv	Kék, XS méret	Összes	7.620 Ft
ACC-501SBL	Kényelmes pumpatartó deréköv	Kék, S méret	Összes	7.620 Ft
ACC-501MBL	Kényelmes pumpatartó deréköv	Kék, M méret	Összes	7.620 Ft
ACC-501LBL	Kényelmes pumpatartó deréköv	Kék, L méret	Összes	7.620 Ft
ACC-501XLBL	Kényelmes pumpatartó deréköv	Kék, XL méret	Összes	7.620 Ft
ACC-460	Pumpatartó deréköv	Fekete/szürke	Összes	7.620 Ft
ACC-205BK	Combra helyezhető pumpatartó	Fekete	Összes	5.080 Ft
ACC-205BE	Combra helyezhető pumpatartó	Bézs	Összes	5.080 Ft
ACC-210BK	Rögzítő pánt combra	Fekete	Összes	3.810 Ft
ACC-210BE	Rögzítő pánt combra	Bézs	Összes	3.810 Ft
ACC-255BK	Derékra helyezhető pumpatartó	Fekete	Összes	5.080 Ft
ACC-255BE	Derékra helyezhető pumpatartó	Bézs	Összes	5.080 Ft
ACC-258BK	Rögzítő pánt derékra	Fekete	Összes	3.810 Ft
ACC-258BE	Rögzítő pánt derékra	Bézs	Összes	3.810 Ft
ACC-270BK	Melltartóra rögzíthető pumpatartó	Fekete	Összes	3.810 Ft
ACC-270BE	Melltartóra rögzíthető pumpatartó	Bézs	Összes	3.810 Ft

komfort



COMBRA HELYEZHEŐ PUMPATARTÓ ACC-205BK / BE

A pumpatartó pontosan követi az inzulinpumpa vonalait. A rögzítő pánt belső oldalán tapadást elősegítő párnák találhatók, hogy a pumpatartó viselet közben se csúszhasson le.



DERÉKRA HELYEZHEŐ PUMPATARTÓ ACC-255BK / BE

A derékvőn a pumpatartó szabadon csúsztható, így viselője oda helyezheti, ahová kedve tartja (alváshoz javasolt).



RÖGZÍTŐ PÁNT COMBRA ACC-210BK / BE

Külön rögzítő pánt (pumpatartó nem tartozik hozzá), mely tartalékként szolgálhat. A tépőzáras pánt teljes hossza 76 cm (a kívánt méretre vágható).



RÖGZÍTŐ PÁNT DERÉKRA ACC-258BK / BE

Külön rögzítő pánt (pumpatartó nem tartozik hozzá), mely tartalékként szolgálhat. A tépőzáras pánt teljes hossza 132 cm (a kívánt méretre vágható).

komfort



MELLTARTÓRA RÖGZÍTHETŐ PUMPTARTÓ ACC-270BK / BE

A melltartóra rögzíthető tartó segítségével az inzulinpumpa a melltartó elülső részén, illetve a pántján helyezhető el.



PUMPATARTÓ DERÉKÖV ACC-460

A SPIBELT deréköv kényelmes viselést biztosít a mindennapok számára. Cipzáras tokjában az inzulinpumpa biztonságosan elfér. Külön nyílás áll rendelkezésre az infúziós szereléknek. Állítható heveder csattal. Derékbőség: 64-127cm



KÉNYELMES PUMPATARTÓ DERÉKÖV

ACC-501XSBL / SBL / MBL / LBL / XLBL

A kiváló minőségű Lycra/nejlon anyagból készült öv pontosan és kényelmesen illeszkedik viselője derekához.

XS méret: 47-55 cm-es derékra

S méret: 55-65 cm-es derékra

M méret: 65-85 cm-es derékra

L méret: 85-100 cm-es derékra

XL méret: 100-140 cm-es derékra

Az inzulinpumpa viselése nem jelenti azt, hogy a gyermeknek le kell mondania a játékról!

A folytonos mozgásban és játékban soha el nem fáradó aprónép különösen jó hasznát látja a kifejezetten gyermekek számára kifejlesztett kiegészítőink széles választékának, amelyek egyrészt védik az inzulinpumpát, másrészt biztosítják, hogy a pumpa ne legyen nekik útban.

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (ÁFA-val)
HMS-BAB-SM-LENNY	Lenny® oroszlán plüssfigura pumpatartóval	Kb. 32 cm hosszú	Összes	6.350 Ft
HMS-BIG-LENNY PLUS	Lenny® oroszlán plüssfigura	Kb. 56 cm hosszú	Összes	12.700 Ft
ACC-8501	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben narancssárga szegéllyel	Méret: 4/5 évesek MELLKAS: 28 cm HOSSZ: 43 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-8502	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben narancssárga szegéllyel	Méret: 6/7 évesek MELLKAS: 30 cm HOSSZ: 46 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-8503	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben narancssárga szegéllyel	Méret: 8/9 évesek MELLKAS: 32 cm HOSSZ: 48 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-8511	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben pink szegéllyel	Méret: 4/5 évesek MELLKAS: 28 cm HOSSZ: 43 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-8512	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben pink szegéllyel	Méret: 6/7 évesek MELLKAS: 30 cm HOSSZ: 46 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-8513	Lenny® gyermek ujjatlan felső sárga színben pink szegéllyel	Méret: 8/9 évesek MELLKAS: 32 cm HOSSZ: 48 cm	Összes	6.350 Ft
ACC-845	Gyermek pumpatartó heveder	Fekete Állítható vállpántok	Összes	8.890 Ft
ACC-846BL	Lenny® pumpatartó heveder	Kék Állítható vállpántok	MiniMed Paradigm® 1,8 ml	8.890 Ft
ACC-450	Pumpatartó deréköv	Fekete/Kék	Összes	7.620 Ft
ACC-861OR	Lenny® szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Narancssárga	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-861PL	Lenny® szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Lila	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-861BL	Lenny® szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Kék	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft

gyermek



LENNY® OROSLÁN PLÜSSFIGURA PUMPATARTÓVAL

HMS-BAB-SM-LENNY

Lenny® puha plüssfigura, a hátán cipzáras zsebbel, amelyben a gyermek inzulinpumpája helyezhető el, de arra is alkalmas, hogy pl. csendes pihenő alatt megővja a pumpát. Kb. 32 cm hosszú.



GYERMEK PUMPATARTÓ HEVEDER ACC-845

A puha anyagból készült heveder szorosan a testhez simulva, a gyermek hátán rögzíti az inzulinpumpát. Állítható vállpántokkal.



LENNY® PUMPATARTÓ HEVEDER ACC-846BL

Lenny® emblémával díszített puha anyagból készült heveder szorosan a testhez simulva, a gyermek hátán rögzíti az inzulinpumpát. Állítható vállpántokkal.



LENNY® OROSLÁN PLÜSSFIGURA HMS-BIG-LENNY PLUSH

A Lenny® puha plüssfigura testén 6 olyan terület található, ahol a gyerekek az infúziós szerelék, valamint az injekciós tűk beszúrását is gyakorolhatják. Kb. 56 cm hosszú.



PUMPATARTÓ DERÉKÖV ACC-450

A SPIBELT deréköv kényelmes viselését biztosít a mindennapok számára. Cipzáras tokjában az inzulinpumpa biztonságosan elfér. Külön nyílás áll rendelkezésre az infúziós szereléknek. Állítható heveder csattal. Deréköség: 46-66 cm

gyermek

LENNY SZILIKONTOK MINIMED PUMPÁKHOZ

ACC-861OR / ACC-861PL / ACC-861BL

Diszítse és védje gyermeke inzulinpumpáját a különböző színű oroszlán mintázatú szilikonokkal, ami pontosan illeszkedik a csipetítővel vagy anélkül használt MiniMed 640G és 780G pumpára.



LENNY® GYERMEK UJJJATLAN FELSŐ

ACC-8501 / 2 / 3 / 11 / 12 / 13

Puha pamutból készült ujjatlan felső az inzulinpumpa elhelyezésére szolgáló zsebekkel. Bal, illetve jobb oldalon azonos magasságban egy-egy zseb található, melyek mind a pumpa, mind az infúziós szerelék tárolására alkalmasak.

Anyaga: 95 % pamut, 5 % elasztán. Kellemes viselet a pamut puhaságával. Mindennapos használatra alkalmas.

Mosás: 30 fokban vízben géppel mosható. Szárításhoz centrifuga használata nem javasolt, mert lerövidítheti a ruhadarab élettartamát.

Legyen egyedí!

A Medtronic készülék életstílusának megfelelő egyéni színösszeállításával is kifejezésre juttathatja személyiségének lényegét! A matricákat és tokokat úgy alakítottuk ki, hogy tökéletesen illeszkedjenek a Medtronic inzulinpumpához. Az élénk színekben rendelkezésre álló termékek az egyszerű felhelyezhetőség, illetve a gyors és könnyű eltávolíthatóság jellemző.

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (AFA-val)
ACC-250BK	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Fekete, 1,8 ml-es pumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 1,8 ml	2.985 Ft
ACC-250BLUE	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Kék, 1,8 ml-es pumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 1,8 ml	2.985 Ft
ACC-250LTGY	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Szürke, 1,8 ml-es pumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 1,8 ml	2.985 Ft
ACC-250PINK	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Pink, 1,8 ml-es pumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 1,8ml	2.985 Ft
ACC-250PL	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Lila, 1,8 ml-es pumpa (5XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 1,8ml	2.985 Ft
ACC-251BK	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Fekete, 3,0 ml-es pumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 3,0ml	2.985 Ft
ACC-251BLUE	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Kék, 3,0 ml-es pumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 3,0ml	2.985 Ft
ACC-251LTGY	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Szürke, 3,0 ml-es pumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 3,0ml	2.985 Ft
ACC-251PINK	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Pink, 3,0 ml-es pumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 3,0ml	2.985 Ft
ACC-251PL	Szilikontok Paradigm® inzulinpumpához	Lila, 3,0 ml-es pumpa (7XX sorozat)	MiniMed Paradigm® 3,0ml	2.985 Ft
ACC-1597K	Matrica készlet MiniMed inzulinpumpához*	Fekete	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-1597B	Matrica készlet MiniMed inzulinpumpához*	Kék	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-1597P	Matrica készlet MiniMed inzulinpumpához*	Lila	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-1597H	Matrica készlet MiniMed inzulinpumpához*	Pink	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-1597W	Matrica készlet MiniMed inzulinpumpához*	Fehér	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft



MATRICA KÉSZLET MINIMED INZULINPUMPÁKHOZ* ACC-1597K / ACC-1597B / ACC-1597P / ACC-1597H / ACC-1597W

Felragasztható a pumpa hátlapjára és a csipetetőre.



SZILIKONTOK PARADIGM® PUMPÁKHOZ ACC-250... / ACC-251...

A szilikontok használatával a legkülönfélébb színekbe öltöztetheti inzulinpumpáját, és a színeket bármikor cserélheti. A szilikontok pontosan illeszkedik a csipetetővel rendelkező Paradigm® pumpára is.

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (ÁFA-val)
ACC-822BK	Szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Fekete	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-822BL	Szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Kék	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-822PL	Szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Lila	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-822CL	Szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Fehér	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft
ACC-822PINK	Szilikontok MiniMed inzulinpumpához	Pink	MiniMed 640G, 780G	2.985 Ft



SZILIKONTOK MINIMED INZULINPUMPÁKHOZ

ACC-822BK / ACC-822BL / ACC-822PL /
ACC-822CL / ACC-822PINK

A szilikontok használatával a legkülönbözőbb színekbe öltöztetheti inzulinpumpáját és a színeket bármikor cserélheti. A szilikontok pontosan illeszkedik a csipetzővel felszerelt MiniMed 640G és 780G pumpára is.

Mindenre gondolunk

Tartalék- és adatátviteli eszközök, a szenzoros technológia termékei mind fontos kellékei a **diabétesz** kezelésnek. Az általunk kínált széles választékból ki-ki a neki leginkább megfelelő termékeket választhatja.

TERMÉKKÓD	TERMÉK NEVE	RÉSZLETEK	KOMPATIBILITÁS	ÁR (ÁFA-val)
MMT-7008 MMT-7020	Enlite szenzor Guardian szenzor	Steril csomagolás	MiniMed 640G MiniMed 780G	11.684 Ft
MMT-7512	Szenzor behelyező	Tartós használatú anyagösszetétel	Összes	10.000 Ft
MMT-7775 MMT-7910	Guardian 2 Link távadó Guardian Link 3 távadó	Szenzorral használandó	MiniMed 640G MiniMed 780G	152.400 Ft
MMT-7820	Guardian Connect távadó	Szenzorral használandó	Guardian Connect alkalmazás	190.500 Ft
MMT-100	i-Port injekciós port	6 mm kanül hossz	Fecskendő/ inzulintoll	25.400 Ft
MMT-101	i-Port injekciós port	9 mm kanül hossz	Fecskendő/ inzulintoll	25.400 Ft
ACC-820	Képernyővédő fólia	3 db egy csomagban	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
ACC-920	Képernyővédő fólia	3 db egy csomagban	MiniMed 640G, 780G	3.810 Ft
MMT-638B	Elemfedél Paradigm* pumpához*	Kék	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
MMT-638H	Elemfedél Paradigm* pumpához*	Pink	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
MMT-638L	Elemfedél Paradigm* pumpához*	Átlátszó	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
MMT-638P	Elemfedél Paradigm* pumpához*	Lila	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
MMT-638S	Elemfedél Paradigm* pumpához*	Fekete	MiniMed Paradigm*	3.810 Ft
ACC-1527	Elemfedél MiniMed pumpához*	Fekete	MiniMed 640G, 780G	3.810 Ft
MMT-305QS	Quick-serter	Tartós használatú anyagösszetétel	Quick-set infúziós szerelék	6.350 Ft
MMT-385	Sil-serter	Tartós használatú anyagösszetétel	Silhouette infúziós szerelék	6.350 Ft
MMT-1151HU	Contour Plus LINK 2.4	Vércukormérő	MiniMed 640G	kérés alapján
HMS-7334	Contour Plus tesztcsík	50 db tesztcsík/ doboz	Contour Plus LINK 2.4	2.706 Ft

egyéb



ENLITE SZENZOR MMT-7008, GUARDIAN SZENZOR MMT-7020

A folyamatos cukormonitorozáshoz szükséges érzékelő. Használatához távadó is szükséges. Az Enlite szenzor legfeljebb 6 napig, a Guardian szenzor 7 napig használható.



SZENZOR BEHELYEZŐ MMT-7512

Enlite és Guardian szenzor behelyezéséhez. A behelyezési szög merőleges, 90 fokos. "Egy gombnyomás" megoldással.



GUARDIAN 2 LINK TÁVADÓ MMT-7775

GUARDIAN LINK 3 TÁVADÓ MMT-7910

Távadó a szenzoros cukorértékek inzulinpumpára továbbításához. Működéséhez felhelyezett szenzor szükséges.



GUARDIAN CONNECT TÁVADÓ MMT-7820

Távadó a szenzoros cukorértékek mobilalkalmazásra (okostelefon) továbbításához. Működéséhez felhelyezett szenzor szükséges.



i-PORT INJEKCIÓS PORT MMT-100/101

Injekciós port az inzulin fecskendővel vagy tollal történő adagolásához. 6 és 9 mm-es kanül hossz. 3 napig használható. 10 db/doboz steril csomagolásban.

egyéb

ELEMFEDÉL PARADIGM® ÉS MINIMED PUMPÁHOZ*

MMT-638B / H / L / P / S
ACC-1527

A tartalék elemfedél öt, a Paradigm® pumpához illeszkedő színben, illetve a MiniMed 640G pumpához fekete színben kapható.



QUICK-SERTER MMT-305QS

Quick-set típusú infúziós szerelék behelyezésére.
A behelyezési szög merőleges, 90 fokban.



SIL-SERTER MMT-385

Silhouette típusú infúziós szerelék behelyezésére.
A behelyezési szög ferde, 20-45 fokban.

egyéb



KÉPERNYŐVÉDŐ FÓLIA PARADIGM PUMPÁHOZ ACC-820

Megvédi a képernyőt a mindennapi viselés következményeitől. Egyszerű és gyors felhelyezés. Csomag tartalma: 3 db fólia és 1 db tisztítókendő.



KÉPERNYŐVÉDŐ FÓLIA MINIMED PUMPÁHOZ ACC-920

Megvédi a képernyőt a mindennapi viselés következményeitől. Egyszerű és gyors felhelyezés. Csomag tartalma: 3 db fólia és 1 db tisztítókendő.



CONTOUR PLUS LINK 2.4 VÉRCUKORMÉRŐ MMT-1151HU

Vezeték nélküli összeköttetéssel továbbítja a mért vércukorértékeket a MiniMed 640G pumpára és a bólus diszkrét adagolását teszi lehetővé.



CONTOUR PLUS TESZTCSÍK HMS-7334

Kizárólag Contour Plus vércukormérő készülékkel használható tesztsík vércukor önellenőrzésre. 50 db/doboz.

RENDELÉSHEZ KÜLDJE EL NEKÜNK EMAIL-BEN A TERMÉK
NEVÉT, KÓDJÁT, ÉS A VÁSÁROLNI KÍVÁNT DARABSZÁMOT.
KÉRJÜK MEGRENDELŐKÉNT MINDIG A PUMPA/SZENZOR
HASZNÁLÓ (PÁCIENS) NEVÉT ADJA MEG.

diab@medtronic.com

* A termék az inzulinpumpa garanciaideje alatti meghibásodás esetén térítésmentes.



Inzulinpumpája épp

olyan egyedi

mint Ön!

www.medtronic-diabetes.hu



Magyarország

Medtronic Hungária Kft.
Dorottya Udvar
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
C épület

Tel.: +36 1 889 06 00

Fax: +36 1 889 06 99

Medtronic